

GEROtherm® Doppel-U Sonden 4 x50mm, PN 20

1. Allgemein

Doppel-U Sonden 4x50mm, PN20 sind keine Lagerartikel und werden nur auf Bestellung produziert. Längen bis 200m können auf Paletten, über 200m werden auf Haspel geliefert.

Die Vorgaben der relevanten Normen und Regelwerke sowie die Hinweise des technischen Handbuches sind bei Installation, Druckprüfung und Hinterfüllung zu beachten.

2. Lieferung auf Paletten

Eine Doppel-U Sonde von 200m hat folgende Dimensionen (Beispiel):

- Gewicht: 620 kg
- Abmessungen: ID: 1000mm; AD: 1750mm; Höhe: 1450mm
- Masse Palette: 150x150cm (Achtung: Sonde steht über Palette hinaus)

3. Lieferung auf Haspel

Bis 500m können wir auf einem Haspel liefern, ab 500m muss man zwei Haspel verwenden.

Haspeldimensionen: Durchmesser: 2500mm, Breite: 1600mm, Gewicht: 520 kg (leer)

Zusätzlich Sondengewicht: 3.10 kg / m

Hinweise:

- Kran zum Ablad erforderlich
- Für das Laden und Entladen benötigt einen offenen LKW, resp. mit Rollverdeck.
- Hydraulische Bremsvorrichtung zwingend erforderlich (von Kunden zu stellen)
- Haspelmiete: 2 Wochen im Preis enthalten, je weitere Woche Verrechnung von CHF 150.- / Woche


4. Sondenfuss

Der Sondenfuss-Durchmesser beträgt max. 150mm. Mit einem speziellen Adapter (Art.-Nr. 06.1992) können die Füße versetzt montiert werden. Am Adapter können die notwendigen Gewichte montiert werden.

Hinweis:

Die 12.5 kg / 24 kg Gewichte (Art.-Nr. 06.8075 / 06.8063b) können nicht an den Sondenfuss / Adapter montiert werden.

GEROtherm® Doppel-U Sonden 4 x 50mm, PN 20



Der Diagonaldurchmesser für eine Doppel-U-Sonde ist **150mm ohne** Injektionsrohr!

Der Bohrdurchmesser ist entsprechend zu wählen.

Adapter aus Stahl, Art.-Nr. 06.1992 (ohne Befestigungsschrauben)

Für die Befestigung der Sondenfüsse am Adapter werden 4 Stk. 6-Kant-Schrauben M10 x 55mm benötigt.

Befestigungsloch für die Montage von Gewichten: Loch \varnothing 15mm

5. Lieferzeit

Diese Sonden sind keine Lagerartikel und deshalb sind die Lieferzeiten zu vereinbaren.

Normalerweise beträgt die Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Bestelleingang.

25.04.2014 / AE